

## 精準麻醉

### 精密儀器監測+ 最適個人化麻醉



- 提昇整體手術安全
- 提昇麻醉品質
- 加速術後康復



掃描QRcode詳看衛教影片

## 低體溫防護

### 高科技溫毯



- 維持正常體溫及生理功能
- 減少術後寒顫及併發症

## 術後止痛

### 自控止痛裝置 多模式疼痛治療



- 有效控制疼痛
- 提高住院品質

## 我是否為高風險族群個案

- 喝酒  
酒名\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_毫升  
每○日○週○月
- 長期服用鎮靜藥、安眠藥  
藥名\_\_\_\_\_，劑量\_\_\_\_\_顆/天
- 長期服用止痛藥  
藥名\_\_\_\_\_，劑量\_\_\_\_\_/天
- 體重過重或過輕  
身高\_\_\_\_\_公分，體重\_\_\_\_\_公斤
- 呼吸道阻塞/睡眠呼吸中止症
- 心臟衰竭/心血管疾病
- 過去曾發生過術中清醒  
當時對手術中的印象...

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



請麻醉科醫師為您評估風險

天主教聖馬爾定醫院  
麻醉部 關心您

參考資料來源



2024年1月 編印 1000

天主教聖馬爾定醫院  
St. MARTIN DE PORRES HOSPITAL  
服務Service 信賴Trust 關懷Mercy

## 降低麻醉風險 有更好的選擇...

精準、安全、呵護



服務專線

05-2756000轉3631 或 3632

項 目		優 點	哪些病人建議使用
精準麻醉	麻醉深度監測	依狀況給予最適劑量	1. 年齡大於65歲 2. BMI高於30 3. 心血管疾病、多重慢性病、睡眠呼吸中止 4. 重症肌無力者 5. 青少年及2歲以上兒童
	最適肌張力監測 與速效逆轉劑	手術後肌肉力量快速恢復， 降低呼吸抑制風險	
	止吐劑	降低術後噁心嘔吐	
	使用短效麻醉藥	恢復快、減少麻醉藥殘留	
手術體溫 防護	高科技溫毯	保暖不間斷 避免術後寒顫 減少可能的併發症	1. 年齡大於65歲、嬰幼兒 2. 麻醉時間大於60分鐘 3. 使用大量輸液或輸血者 4. 剖腹產
	快速輸液加溫器		
	輸液保溫箱		
術後止痛	自控止痛裝置	依疼痛程度，自行控制劑量	1. 術後傷口或內臟急性劇烈疼痛 2. 無痛分娩 3. 癌症疼痛
	多模式疼痛治療	超音波精準導引， 針對特定神經止痛藥注射	